

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hif1A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16665

Número do item: CM0011166



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HIF1 α humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre hipóxia, biologia do câncer e estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-HIF1 α
Observações/Apelidos	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3091
GeneID	3091
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q16665
Massa da proteína	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Envio	Bolsa de gelo