

Anti-Hif1A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16665

Número do item: CM0017740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HIF1 α (humano, camundongo, rato) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Visa o fator indutível por hipóxia 1-alfa, um regulador mestre da resposta à hipóxia. Disponível na CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIF1 α pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1 α
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3091
GeneID	3091
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do HIF1 α (NP_001521.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16665
Peso da Proteína	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Envio	Saco com gelo