


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hif1An/Fih-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwt6

Número do item: CM0007746



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o HIF1AN/FIH-1 humano (SWISS Q9NWT6). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de hipóxia e sensoriamento de oxigênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] HIF1AN/FIH-1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	FIH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55662
GeneID	55662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 do HIF1AN/FIH1 humano (NP_060372.2)
	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWT6
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo