


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hif1An/Fih1 Para Wb E Elisa - Q9Nwt6

Número do item: CM0024166



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HIF1AN/FIH1, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para investigar sinalização de hipóxia e sensoriamento de oxigênio em pesquisa e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIF1AN/FIH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FIH1; HIF1AN/FIH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55662
ID do Gene	55662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 do HIF1AN/FIH1 humano (NP_060372.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NWT6
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de Gelo