

Anticorpo Policlonico Anti-Hif1An/Fih1 De Coelho [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nwt6

Número do item: CM0030414



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra HIF1AN (FIH1), validado para estudos de knockout. Adequado para Western blot, IHC, IF/ICC, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a asparagina hidroxilase do fator induzido por hipóxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HIF1AN/FIH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FIH1; H1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55662
GeneID	55662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 de HIF1AN/FIH1 humano (NP_060372.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWT6
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo