

Anticorpo Policlonal Anti-Hif1B/Arnt Para Wb, Elisa - P27540

Número do item: CM0015920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HIF1 β /ARNT humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para o estudo das vias de sinalização da hipóxia e de xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HIF1 β /ARNT pAb de coelho
Observações/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Espécie	Humana
GeneID (humano)	405
GeneID	405
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 420-485 de HIF1 β /ARNT humano (NP_001659.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P27540
Peso da proteína	87 kDa
Envio	Bolsa de gelo