


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Higd1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

Número do item: CM0016400



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HIGD1A humano (HIG1, RCF1a), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a subunidade do complexo IV mitocondrial envolvida na cadeia respiratória. Adequado para estudos de hipóxia e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIGD1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIG1; RCF1a; HIGD1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25994
GeneID	25994
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-93 do HIGD1A humano (NP_054775.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y241
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo