

Anticorpo Policlonal Anti-Hilpda Para Ihc-P, Elisa - Q9Y5L2

Número do item: CM0022479

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HILPDA humano (HIG2) para aplicações de imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre hipóxia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HILPDA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29923
GeneID	29923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 da HILPDA humana (NP_037464.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5L2
Peso da Proteína	7 kDa
Envio	Bolsa de gelo