


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hint1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49773

Número do item: CM0002528



introdução

O HINT1 Rabbit mAb (P49773) é um anticorpo monoclonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta HINT1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de metabolismo de nucleotídeos e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HINT1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3094
GeneID	3094
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da proteína HINT1 humana (P49773)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49773
Peso da Proteína	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo