

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hint1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Número do item: CM0018774



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HINT1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Reconhece uma proteína de 14kDa envolvida no metabolismo de nucleotídeos e na regulação transcricional. Adequado para pesquisa em apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HINT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3094
GeneID	3094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do HINT1 humano (NP_005331.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P49773
Peso Molecular da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo