

Anticorpo Policlonais Anti-Hip1 Para Wb E Elisa - 000291

Número do item: CM0029490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HIP1 humana, ideal para WB e ELISA. Detecta HIP1 humano e de camundongo. Apoia a pesquisa em endocitose mediada por clatrina, neurodegeneração e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HIP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONGamma, HIP1
Espécie	Humano
GeneID	3092
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-690 da HIP1 humana (NP_005329.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00291
Peso da Proteína	116kDa
Transporte	Saco de gelo