

Anticorpo Policlonais Anti-Hip1R Para Wb, If/Icc, Elisa - O75146

Número do item: CM0016015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HIP1R (HIP12), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudo de endocitose mediada por clatrina e tráfego de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIP1R Rabbit pAb
Observações/Alias	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9026
GeneID	9026
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-600 da HIP1R humana (NP_003950.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75146
Peso da Proteína	119kDa
Transporte	Bolsa de gelo