

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hipk2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9H2X6

Número do item: CM0004489

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HIPK2 humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage com humano e camundongo. Alvo envolvido em transcrição, apoptose e resposta a danos no DNA. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIPK2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PRO0593; hHIPk2; HIPK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28996
GeneID	28996
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HIPK2 humano (Q9H2X6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H2X6
Peso da Proteína	101KDa/128KDa/131kDa
Envio	Saco com gelo