

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hippocalcina (Hpca) Para Wb, Elisa - P84074

Número do item: CM0002286



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Hippocalcina (HPCA) humana, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em neurociência e estudos de sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Hippocalcina (HPCA)
Observações/Apelido	BDR2; DYT2; Hippocalcina (HPCA)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3208
ID do Gene	3208
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da Hippocalcina (HPCA) humana (P84074)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84074
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo