


Anticorpo Monoclonal Anti-Hira Para Wb, Elisa - P54198

Número do item: CM0011821



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HIRA humano, validado para Western blot e ELISA. A proteína HIRA é um regulador da cromatina envolvido na montagem de cromatina independente de replicação e na senescência celular. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular e dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIRA Rabbit mAb
Observações/Apeliido	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7290
GeneID	7290
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-675 do HIRA humano (P54198)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54198
Peso da Proteína	112kDa
Envio	