


Anticorpo Policlonal Anti-Hira Para Wb E Elisa - P54198

Número do item: CM0017907



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HIRA humana (TUP1/DGCR1), um fator de montagem da cromatina e repressor transcricional. Validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas em epigenética, ciclo celular e senescência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIRA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7290
GeneID	7290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-550 da HIRA humana (NP_003316.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P54198
Peso da Proteína	112 kDa
Envio	Bolsa de gelo