

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hirip3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw71

Número do item: CM0028934

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HIRIP3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Chaperona de histonas que facilita a deposição de H2A-H2B na cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho HIRIP3                                                                                                        |
| Observações/Apelido | HIRIP3                                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 8479                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 417-556 do HIRIP3 humano (NP_003600.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | Q9BW71                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 62kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                |