


Anticorpo Policlonal Anti-Hist1H3D Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0023055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HIST1H3D (H3.4/H3/g), validado para Western blot e ELISA. Prevê-se reação com humano, rato, rato e outras espécies. Ideal para estudos de biologia da cromatina e modificação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIST1H3D Coelho pAb
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; HIST1H3D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8290/8350
ID do Gene	8290/8350
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 do HIST1H3D humano (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15KDa
Envio	Saco de gelo