


Anticorpo Policlonal Anti-Receptor De Histamina H2 Para Wb E Elisa - P25021

Número do item: CM0016255



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de histamina H2 humano (HRH2). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de secreção de ácido gástrico e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRH2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H2R; HH2R; HRH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3274
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do HRH2 humano (NP_001124527.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25021
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo