

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Histamina H3 (Hrh3) Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

Número do item: CM0004030



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de histamina H3 humano (HRH3, GPCR97). Validado para WB, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRH3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HH3R; GPCR97; HRH3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11255
GeneID	11255
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HRH3 humano (Q9Y5N1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y5N1
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo