

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor H3 De Histamina (Hrh3) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N1

Número do item: CM0019699



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o receptor de histamina H3 humano (HRH3), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRH3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HH3R, GPCR97, HRH3
Espécie	Humano
GeneID	11255
Imunôgênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do HRH3 humano (NP_009163.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5N1
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo