

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histidina Amônia-Liase (Hal) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42357

Número do item: CM0017754

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a histidina amônia-liase (HAL). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de metabolismo de histidina e variantes de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAL pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIS; HSTD; HAL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3034
GeneID	3034
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do HAL humano (NP_002099.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42357
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo