

Anticorpo Policlonal Anti-Glicoproteína Rica Em Histidina (Hrg) Para Wb, Elisa - P04196

Número do item: CM0026174

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a glicoproteína rica em histidina humana (HRG). Validado em WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar mecanismos de coagulação, angiogênese e depuração imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRG Rabbit pAb
Observações/Apelido	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3273
GeneID	3273
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-260 do HRG humano (NP_000403.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P04196
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo