


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H1.0 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Número do item: CM0009965



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Histona H1.0 humana (P07305), validado para Western blot, IHC-em parafina e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e outras espécies; 21kDa; ideal para pesquisa em biologia da cromatina e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho para Histona H1.0
Observações/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Histona H1.0
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	H1
GeneID	3005
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H1.0 humana (P07305).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P07305
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo