


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H1.2 (Hist1H1C) - P16403

Número do item: CM0028253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H1.2 humana (HIST1H1C). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de condensação da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HIST1H1C Rabbit pAb
Observações/Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3006
GeneID	3006
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16403
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo