


## Anticorpo Monoclonal Anti-Histona H1.2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16403

Número do item: CM0002359



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Histona H1.2 humana (P16403). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada ampla prevista. Adequado para pesquisa em biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Anti-Histona H1.2 de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histona H1.2                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 3006                                                                                                                                   |
| GeneID              | 3006                                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H1.2 humana (P16403)) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Outros (Ampla Faixa Prevista)                                                                                                  |
| SWISS               | P16403                                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 21kDa                                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                          |