

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Histona H1.4 Para Wb E Elisa - P10412

Número do item: CM0019349



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à Histona H1.4 humana, adequado para western blot e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H1.4 Rabbit pAb
Observações/Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; Histone H1.4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3008
GeneID	3008
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 da Histona H1.4 humana (NP_005312.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10412
Peso da Proteína	22kDa
Transporte	Bolsa de gelo