

Anticorpo Policlonal Anti-Histona H1T Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22492

Número do item: CM0019971

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Histona H1t humana, uma histona ligadora específica de testículo. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia da cromatina e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H1t Rabbit pAb
Observações/Apelidos	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dj221C16.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H1
GeneID	3010
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-207 da Histona H1t humana (NP_005314.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22492
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo