


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H2Afv Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q71Ui9

Número do item: CM0019487



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-Histona H2AFV (H2A.Z-2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H2AFV pAb de Coelho
Observações/Alias	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Histona H2AFV
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	94239
GeneID	94239
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 da Histona H2AFV humana (NP_036544.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q71UI9
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo