


Anticorpo Monoclonal Anti-Histon H2Ax Para Ihc-P, Chip, Elisa - P16104

Número do item: CM0002729



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado à Histona H2AX. Adequado para IHC-P, ChIP e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato e mais. Ideal para pesquisa de danos no DNA e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Histona H2AX
Observações/Apelido	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histona H2AX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H2A
GeneID	3014
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H2AX humana (P16104).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P16104
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo