


Anticorpo Monoclonal Anti-Histona H2A.z Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P0C0S5

Número do item: CM0004786



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a histona H2A.Z humana, validado por knockout, para WB, IP, ELISA, ChIP. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisas de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Histona H2A.Z mAb de Coelho
Observações/Apelido	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3015
GeneID	3015
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H2A.Z humana (P0C0S5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Intervalo Previsto)
SWISS	P0C0S5
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo