


Anticorpo Policlonais Anti-Histona H2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62807 / Q16778

Número do item: CM0023630



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Histona H2B humana (P62807/Q16778) para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humanos, camundongos, ratos, com reatividade prevista para uma ampla gama de espécies. Adequado para pesquisa em cromatina e nucleossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H2B Rabbit pAb
Observações/Alíase	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histone H2B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Histona H2B humana (NP_003519.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62807/Q16778
Peso da Proteína	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo