


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H2B Para Wb - P62807 / Q16778

Número do item: CM0005361



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a histona H2B humana, validado para WB, IHC-P, ChIP, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Histona H2B
Observações/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formil-Histona H2B-K108
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3017/8349
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 da histona H2B humana (NP_003519.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62807/Q16778
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo