


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H2B Para Wb, Elisa - P62807 / Q16778

Número do item: CM0020713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-histona H2B validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece humanos, camundongos, ratos e outras espécies com ampla reatividade cruzada prevista. Ideal para pesquisa de cromatina, nucleossomos e PTM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Histona H2B (pAb de Coelho)
Observações/Alíase	H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histona H2B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H2B
GeneID	3017, 8349
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 1-100 da histona H2B humana, NP_003519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla gama prevista)
SWISS	P62807 / Q16778
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo