


Anticorpo Monoclonal Anti-Histona H2B (Específica De Testículo) Para Wb, Ip, Ihq - Q96A08

Número do item: CM0006770



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Histona H2B tipo 1-A (H2BC1/TSH2B) humana específica de testículo, validado para WB, IP, IF, IHC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e ampla faixa de espécies preditas. Ideal para estudos de cromatina e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H2B (específica de testículo) mAb de coelho
Observações/Apelidos	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	255626
GeneID	255626
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da Histona H2B (específica de testículo) humana (NP_733759.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Predita)
SWISS	Q96A08
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo