


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H2B (Específica De Testículo) Para Wb, Elisa - Q96A08

Número do item: CM0020844



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H2B específica de testículo humano (HIST1H2BA/TSH2B, Q96A08). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em cromatina e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H2B (específica de testículo) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3; Histona H2B (específica de testículo)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	255626
ID do Gene	255626
Imunógeno	Proteína recombinante da Histona H2B humana (específica de testículo)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A08
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo