


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0024391



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a histona H3.1t (H3.4, H3/g) humana. Adequado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato e outras espécies. Para pesquisa de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histona H3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 36-136 da HIST3H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo