

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H3.3 Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

Número do item: CM0004860

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Histona H3.3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA, CHIP e ChIP-seq. Adequado para humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Histona H3.3
Observações/Apelido	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histona H3.3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	3020
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 57-136 da Histona H3.3 humana (P84243)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, CHIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P84243
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Em bolsa de gelo