


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H3.3 Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0018497



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Histona H3.3 (H3F3A/B), validado para WB e ELISA, com ampla reatividade cruzada prevista entre humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho contra Histona H3.3                                                                                        |
| Observações/Alias   | H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histona H3.3                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | H3                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 8290/8350                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 da H3F3A humana (NP_002098.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)                                                                   |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 15kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |