


Anticorpo Policlonal Anti-Histona H4 Para Wb, Elisa - P62805

Número do item: CM0016504



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Histona H4 (P62805). Validado para WB e ELISA com ampla reatividade cruzada (humano, rato, camundongo). Ferramenta essencial para biologia da cromatina e estudos epigenéticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histona H4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H4
GeneID	8359
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo