


## Anticorpo Policlonal Anti-Histona H4 Para Wb - P62805

Número do item: CM0018964



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Histona H4 preciso para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, rato, camundongo e uma ampla gama de espécies. Essencial para pesquisa de nucleossomos e cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Histona H4 pAb Coelho                                                                                                                      |
| Observações/Apelido | H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histona H4                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | H4                                                                                                                                         |
| GeneID              | 8359                                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético   Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H4 humana (NP_003529.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Intervalo Previsto)                                                                                 |
| SWISS               | P62805                                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 11kDa                                                                                                                                      |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                              |