


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62805

Número do item: CM0002868



introdução

A CamelBio oferece Anti-Histona H4 mAb de coelho de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta Histona H4 humana, de rato e de camundongo (P62805) com ampla reatividade cruzada. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histona H4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121504
GeneID	8359
Imunogénio	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-103 da Histona H4 humana (P62805).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Espectro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo