


Anti-Histon H4 Coelho Polymab® Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P62805

Número do item: CM0003549



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho (PolymAb®) contra Histona H4 humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Detecta a proteína do nucleossomo de 11 kDa para pesquisa em cromatina/epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H4 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8359
ID do Gene	8359
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envio	Saco de Gelo