


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hjurp Para Wb E Elisa - Q8Ncd3

Número do item: CM0022804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HJURP para amostras humanas, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para pesquisa em biologia de centrômeros e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HJURP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55355
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da HJURP humana (NP_060880.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8NCD3
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo