

Anticorpo Monoclonal Anti-Hk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19367

Número do item: CM0006712



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HK1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. A HK1 catalisa o primeiro passo da glicólise e desempenha um papel na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HK1 Rabbit mAb
Observações/Apêndices	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3098
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-219 da HK1 humana (NP_000179.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19367
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo