

Anticorpo Policlonal Anti-Hk1 Para Wb, Elisa - P19367

Número do item: CM0016757



introdução

Anticorpo policlonal anti-HK1 (pAb) para humanos, camundongos e ratos. Validado para WB e ELISA. Reage com a hexoquinase-1, uma enzima central da glicólise e um receptor da imunidade inata. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-HK1
Observações/alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinase; HK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3098
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 da HK1 humana (NP_000179.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P19367
Peso da proteína	102 kDa
Transporte	Bolsa de gelo