

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hkdc1 Para Wb E Elisa - Q2Tb90

Número do item: CM0021288

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-HKDC1 validado para Western blot e ELISA. Detecta HKDC1 humana, uma hexocinase envolvida na homeostase da glicose e no acúmulo de lipídios hepáticos. Ideal para estudos de metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HKDC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RP92; HKDC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80201
GeneID	80201
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q2TB90
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Bolsa de gelo