

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hla-B Para Wb - P01889

Número do item: CM0028365



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HLA-B humano, validado para Western blot. Tem como alvo uma molécula de complexo principal de histocompatibilidade de classe I envolvida na apresentação de antígenos a células T CD8+ e vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MITD Rabbit pAb
Observações/Apelido	HLA-B
Espécie	Humano
ID do Gene	3106
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 263-362 do HLA-B humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01889
Peso da Proteína	40KDa
Envio	Saco de gelo