

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla B7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01889

Número do item: CM0006269



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra HLA B7 humano, validado para aplicações em Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudos de resposta imune e MHC I. SWISS: P01889.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho HLA B7
Observações/Apelido	AS; HLAB; B-4901; HLA B7
Espécie	Humano
GeneID	3106
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HLA B7 humano (NP_005505.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01889
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo