

Anticorpo Policlonal Anti-Hla Classe 1 Abc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04439 / P01889 / P10321

Número do item: CM0027809



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra HLA-A, HLA-B e HLA-C humanos. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa imunológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA Classe 1 ABC pAb de Coelho
Observações/Apêndice	AS; HLAB; B-4901
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3106
GeneID	3105/3106/3107
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de HLA-A+HLA-B+HLA-C humano (NP_001229687.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04439/P01889/P10321
Peso Proteico	40 kDa
Envio	Saco de Gelo